


Anticorpo Monoclonal Anti-M6Pr Independente De Cátions (Igf2R) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Número do item: CM0005116



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra M6PR independente de cátions (IGF2R) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tráfego lisossomal e sinalização de IGF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	M6PR Independente de Cátions (IGF2R) mAb de Coelho
Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; M6PR Independente de Cátions (IGF2R)
Espécie	Humano
ID do Gene	3482
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2392-2491 do M6PR independente de cátions (IGF2R) humano (NP_000867.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11717
Peso da Proteína	274 kDa
Envio	Saco com gelo