


Anticorpo Policlonar Anti-M6Pr Independente De Cátions (Igf2R) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Número do item: CM0018199



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao M6PR independente de cátions (IGF2R, CD222) humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tráfego lisossomal e sinalização de IGF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	M6PR independente de cátions (IGF2R) Rabbit pAb
Observações/Alias	MPRI; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2327-2491 da M6PR independente de cátions (IGF2R) humana (NP_000867.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11717
Peso Proteico	274kDa
Envio	Bolsa de gelo