

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-M6Pr Independente De Cátions (Igf2R) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11717

Número do item: CM0002801



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao M6PR independente de cátions (IGF2R) humano. Validado para aplicações de WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para pesquisa de tráfego lisossomal e sinalização de IGF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-M6PR Independente de Cátions (IGF2R)
Observações/Apelido	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; M6PR Independente de Cátions (IGF2R)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3482
GeneID	3482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2140-2300 do M6PR independente de cátions (IGF2R) humano (NP_000867.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P11717
Peso Proteico	274kDa
Envio	Saco de Gelo