


Polymab® De Coelho Anti-M6Pr Independente De Cátions (Igf2R) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Número do item: CM0006334



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-M6PR independente de cátions (IGF2R) de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego lisossomal e sinalização de IGF2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PolymAb® de coelho M6PR independente de cátions (IGF2R)
Observações/Apelidos	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3482
GeneID	3482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2140-2300 do M6PR independente de cátions (IGF2R) humano (NP_000867.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P11717
Peso da proteína	274 kDa
Envio	Bolsa de gelo