


Anticorpo Monoclonal Anti-Caveolina-1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número do item: CM0008957



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo direcionado à Caveolina-1 humana (VIP21, CGL3). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. A Caveolina-1 é um componente estrutural chave das membranas das caveolas, envolvida na transdução de sinal e transporte lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo para Caveolina-1
Observações/Apelido	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
Espécie	Humana
GeneID (humano)	857
GeneID	857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da Caveolina-1 humana (NP_001744.2).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03135
Peso Proteico	17 kDa/20 kDa
Envio	Em saco de gelo