


Anticorpo Monoclonal Anti-Caveolina-1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Número do item: CM0007032



introdução

A CamelBio oferece o mAb Anti-Caveolina-1 recombinante de coelho para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA, com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Apoia estudos de formação de caveolas, ativação de células T e via Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolina-1 mAb de coelho
Observações/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	857
GeneID	857
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da Caveolina-1 humana (NP_001744.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo