


Anticorpo Policloal Anti-Caveolina-1 Para If/Icc E Elisa - Q03135

Número do item: CM0016454



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Caveolina-1 humana, adequado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de caveolas, sinalização de membrana e ativação de linfócitos T. SWISS: Q03135.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolina-1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	857
GeneID	857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03135
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo