


Anti-Caveolina-1 Rabbit Mab (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número do item: CM0002869



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Caveolina-1 de alta especificidade, validado por KO, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta caveolina-1 humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de biologia de caveolas e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Caveolina-1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	857
ID do Gene	857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo a.a. 1-80 da caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03135
Peso da Proteína	17kDa/20kDa
Envio	Saco de gelo