

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caveolina-2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Número do item: CM0011905

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a caveolina-2 humana, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano e camundongo, detectando uma proteína de andaime de 18kDa das caveolas envolvida na sinalização MAPK e na formação de caveolas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolina-2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CAV; Caveolina-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	858
GeneID	858
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51636
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo