

Anti-Caveolin-2 Coelho Pab Para Wb - P51636

Número do item: CM0021000



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Caveolin-2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa sobre formação de caveolas e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolin-2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CAV; Caveolin-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	858
GeneID	858
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-65 do CAV2 humano (NP_001224.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51636
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo