

Anticorpo Policlonal Anti-Caveolina-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Número do item: CM0030639

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Caveolina-3 humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo (banda prevista ~17kDa). Para estudar reparo do sarcolema, caveolas e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Caveolina-3 Coelho pAb
Observações/Apelido	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	859
ID do Gene	859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-151 da Caveolina-3 humana (NP_001225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56539
Peso da Proteína	17kDa
Remessa	Saco de gelo