

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caveolina-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Número do item: CM0009449

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Caveolina-3 humana (P56539). Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para investigar a função caveolar e doenças específicas do músculo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Caveolina-3
Observações/Apelido	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	859
GeneID	859
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-151 da Caveolina-3 humana (P56539)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo