

Anticorpo Policlonal Anti-Cbfa2T2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43439

Número do item: CM0030037

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o CBFA2T2 humano, um correpressor transcricional envolvido na pluripotência de células-tronco embrionárias, para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBFA2T2 Coelho pAb
Observações/Alias	EHT; p85; MTGR1; ZMYND3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9139
GeneID	9139
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 325-604 do CBFA2T2 humano (NP_005084.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43439
Peso Proteico	67kDa
Transporte	Saco de Gelo