

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cbfa2T3 Para Wb, Elisa - 075081

Número do item: CM0015334



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o corepressor transcricional CBFA2T3 (ETO2/MTG16) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBFA2T3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 593-653 do CBFA2T3 humano (NP_005178.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75081
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo