


Anticorpo Policlonal Anti-Cbl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip E Elisa - P22681

Número do item: CM0013972



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CBL humano (E3 ubiquitina-proteína ligase) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Validado em tecidos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da ubiquitinação, sinalização e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CBL Rabbit pAb
Observações/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	867
ID do gene	867
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-906 de CBL humano (NP_005179.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P22681
Peso da proteína	100 kDa
Envio	Bolsa de gelo