


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cbl Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P22681

Número do item: CM0007514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à ubiquitina-proteína ligase E3 CBL humana (P22681) para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em transdução de sinal e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CBL
Observações/alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	867
ID do gene	867
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-906 da CBL humana (NP_005179.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P22681
Peso da proteína	100 kDa
Envio	Bolsa de gelo