


Anti-Cbl Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22681

Número do item: CM0025759



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CBL validado em WB, IHC-P e ELISA. Detecta CBL humano, reage cruzadamente com camundongo e rato. Projetado para pesquisa em sinalização de ligase de ubiquitina E3 e regulação de receptor tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBL pAb de Coelho
Observações/Apelido	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	867
GeneID	867
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 850-906 do CBL humano (NP_005179.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22681
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco com gelo