

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cblb Para Wb, Elisa - Q13191

Número do item: CM0024299



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CBLB (Cbl-b, RNF56) validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta CBLB humano, de camundongo e rato. E3 ubiquitina ligase que regula a sinalização de receptores imunes; ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBLB Rabbit pAb
Observações/Apelido	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	868
GeneID	868
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 883-982 da CBLB humana (NP_001308717.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13191
Peso Proteico	109kDa
Envio	Bolsa de gelo