


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cblc Para Wb, Elisa - Q9Ulv8

Número do item: CM0025575



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CBLC humano (E3 ubiquitina-proteína ligase CBL-C), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de ubiquitinação e sinalização de EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBLC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23624
ID do Gene	23624
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9ULV8
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo