

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cbll1 Para Wb E Elisa - Q75N03

Número do item: CM0017644

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CBLL1 humano (HAKAI/RNF188), uma ligase E3 de ubiquitina. Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa das vias de ubiquitinação e metilação m6A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBLL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HAKAI; RNF188; CBLL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do CBLL1 humano (NP_079090.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q75N03
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo