

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cbp80 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Número do item: CM0017481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CBP80 (NCBP1) para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em humano e camundongo. CBP80 é um componente do complexo de ligação ao capuz envolvido no processamento e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CBP80
Observações/Apelido	NCBP; Sto1; CBP80
Espécie	Humano
ID do Gene	4686 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CBP80 humano (NP_002477.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q09161
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de Gelo