


Anticorpo Policlonal Anti-Cbr1 De Coelho Para Wb, Elisa - P16152

Número do item: CM0027810



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CBR1 humano (Redutor de carbonila [NADPH] 1), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Útil para estudar o metabolismo de carbonila e a desintoxicação de drogas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CBR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	873
GeneID	873
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 do CBR1 humano (NP_001748.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16152
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo