


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cbr1 Para Wb - P16152

Número do item: CM0022013



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CBR1 humano, validado em knockout para Western blot e ELISA. Deteta CBR1 endógeno em amostras humanas e de rato. Investigue a redução de carbonilos, o metabolismo de fármacos e a síntese de prostaglandinas. Peso molecular ~30 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado em KO] pAb de coelho anti-CBR1
Observações/alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	873
GeneID	873
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-277 de CBR1 humano (NP_001748.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	P16152
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Em saco de gelo