

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cbr4 Para Wb, Elisa - Q8N4T8

Número do item: CM0030983



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CBR4 humano (SDR45C1), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. O CBR4 é uma 3-oxoacil-[ACP] redutase mitocondrial envolvida na biossíntese de ácidos graxos e na desintoxicação de quinonas. Ideal para pesquisa em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CBR4
Observações/Apelido	SDR45C1; CBR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84869
ID do Gene	84869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-237 do CBR4 humano (NP_116172.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N4T8
Peso Proteico	25kDa
Envio	Bolsa de Gelo