

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Cbs Para Wb, If-P, Elisa - P35520

Número do item: CM0013695



introdução

CBS Rabbit pAb para WB, IF-P, ELISA. Detecta a cistationina beta-sintase de 61 kDa em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa sobre metabolismo de homocisteína e sinalização por sulfeto de hidrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBS Rabbit pAb
Observações/Apelido	CBSL; HIP4; CBS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	875
GeneID	875
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35520
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo