


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cbx1/Hp1 Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P83916

Número do item: CM0006281



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CBX1/HP1 beta (HP1 $\beta$ ) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína heterocromatina de 21kDa envolvida na repressão epigenética. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal de Coelho CBX1/HP1 beta                                                                                     |
| Observações/Apêndices      | CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta                                                          |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano)        | 10951                                                                                                                            |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CBX1/HP1 beta humano (NP_006798.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                         |
| SWISS                      | P83916                                                                                                                           |
| Peso Molecular da Proteína | 21kDa                                                                                                                            |
| Envio                      | Saco de gelo                                                                                                                     |