


Anticorpo Policlonal Anti-Cbx7 Para Wb - 095931

Número do item: CM0022903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o CBX7 humano, validado para aplicações de WB. Detecta uma banda de 28 kDa. Ideal para o estudo da repressão transcricional mediada pelo grupo Polycomb e da epigenética do câncer. Apresenta reação cruzada com o antígeno humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBX7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CBX7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23492
GeneID	23492
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 162-251 do CBX7 humano (NP_783640.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095931
Peso da Proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo