

Anticorpo Policlonal Anti-Cbx8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc52

Número do item: CM0030228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CBX8 (homólogo da proteína Chromobox 8) para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Imunogênio recombinante. Ideal para pesquisa de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBX8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PC3; RC1; CBX8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57332
ID do Gene	57332
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-280 do CBX8 humano (NP_065700.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HC52
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo