

Anticorpo Policlonal Anti-Ccar1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Número do item: CM0027569

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CCAR1 humano para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Detecta CCAR1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar apoptose, ciclo celular e vias do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCAR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCAR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55749
GeneID	55749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do CCAR1 humano (NP_060707.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IX12
Peso Proteico	133kDa
Envio	Saco de gelo