

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccar1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ix12

Número do item: CM0015914

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CCAR1 validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo, rato. CCAR1 é um coregulador transcricional e regulador de apoptose envolvido na progressão do ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCAR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCAR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55749
GeneID	55749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do CCAR1 humano (NP_060707.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IX12
Peso da Proteína	133kDa
Envio	Saco com gelo