

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccar2 Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q8N163

Número do item: CM0026957



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho CCAR2 reage com CCAR2 (DBC1) humano, de rato e de camundongo. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa em apoptose, regulação transcricional e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCAR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57805
ID do Gene	57805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 654-923 do CCAR2 humano (NP_066997.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N163
Peso Proteico	103kDa
Envio	Em saco de gelo