

Anticorpo Policlonal Anti-Ccbl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16773

Número do item: CM0029080



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCBL1 (Cinurenina--oxoglutarato transaminase 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Útil para estudos de catabolismo de triptofano e cisteína conjugada beta-liase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCBL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GTK; KAT1; KATI; CCBL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	883
GeneID	883
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do CCBL1 humano (NP_001116144.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16773
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo