


Anticorpo Policlonal Anti-Ccdc124 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Número do item: CM0017235



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CCDC124 humano, um regulador de hibernação ribossomal e citocinese. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa de ciclo celular e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC124 Coelho pAb
Observações/Alias	Lso2; oxs1; CCDC124
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene (Humano)	115098
ID do Gene	115098
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 do CCDC124 humano (NP_612451.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CT7
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Saco de gelo