


Anticorpo Policlonal Anti-Ccdc124 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Número do item: CM0013863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCDC124 (Lso2, oxs1). Validado em WB, IHC-P, ELISA para humano, rato, camundongo. Alvo envolvido na hibernação do ribossomo e citocinese. Peso molecular 26kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC124 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Lso2; oxs1; CCDC124
Espécie	Humano
GeneID	115098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 do CCDC124 humano (NP_612451.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CT7
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de Gelo