

Anticorpo Policlonal Anti-Ccdc137 Para Wb, Elisa - Q6Pk04

Número do item: CM0023106

introdução

O CCDC137 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína humana contendo domínio coiled-coil 137, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar interações proteicas associadas a cromossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC137 Rabbit pAb
Observações/Alias	RaRF, CCDC137
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	339230
GeneID	339230
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 213-288 da CCDC137 humana (NP_954981.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PK04
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo