


Anticorpo Policlonais Anti-Ccdc47 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96A33

Número do item: CM0014503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCDC47, uma subunidade chave do complexo PAT/MPT. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de inserção de proteínas no RE e homeostase do cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC47 Rabbit pAb
Observações/Alias	THNS; GK001; MSTP041; CCDC47
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57003
GeneID	57003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 224-483 da CCDC47 humana (NP_064583.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A33
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo