

Anti-Ccdc50 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Ivm0

Número do item: CM0018992



introdução

O pAb de Coelho CCDC50 da CamelBio é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reconhecendo CCDC50 (YMER) humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre sinalização de EGFR e interações de proteínas citoplasmáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC50 pAb de Coelho
Observações/Apelido	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	152137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-147 do CCDC50 humano (NP_777568.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVM0
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo