

Anticorpo Policlonais Anti-Ccdc6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16204

Número do item: CM0023735

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCDC6 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em oncologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	H4; PTC; TPC; PTC1; TST1; D10S170; CCDC6
Espécie	Humano
GeneID	8030 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-222 do CCDC6 humano (NP_005427.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16204
Peso da Proteína	53kDa
Transporte	Saco de gelo