

Anticorpo Policlonal Anti-Ccdc88A (Girdin) Para Wb, Elisa - Q3V6T2

Número do item: CM0022035



introdução

Anticorpo policlonal anti-CCDC88A (Girdin) de alta qualidade validado para Western blotting (WB) e ELISA, visando o CCDC88A/Girdin humano (UniProt Q3V6T2). Ideal para estudos de migração celular, sinalização de EGFR e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC88A Rabbit pAb
Observações/Apelido	APE; GIV; GRDN; PEHO; HkRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55704
GeneID	55704
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1571-1870 do CCDC88A humano (NP_001129069.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q3V6T2
Peso Proteico	216kDa
Envio	Saco de gelo