

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccdc92 Para Wb, Elisa - Q53Hc0

Número do item: CM0030663

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CCDC92 humano, validado para Western blotting e ELISA. O CCDC92 desempenha um papel na imunidade inata e inibe a replicação do ebolavírus. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC92 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCDC92
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80212
GeneID	80212
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53HC0
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo