


Anti-Ccdc98 (Abra1) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q6Uwz7

Número do item: CM0005895



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CCDC98 humano (ABRA1, FAM175A), adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Tem como alvo a proteína de suporte BRCA1-A, crítica para a reparação de quebras de dupla fita de DNA e estabilidade genômica. Ideal para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCDC98 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ABRA1; CCDC98; FAM175A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84142
GeneID	84142
Imunógeno	Peptídeo sintético (aminoácidos 310-409 do CCDC98 humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6UWZ7
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo