

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cck Para Wb E Elisa - P06307

Número do item: CM0019942



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCK humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de contração da vesícula biliar, liberação de enzimas pancreáticas e secreção de ácido gástrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCK pAb Coelho
Observações/Apelido	CCK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	885
GeneID	885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-115 do CCK humano (NP_000720.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P06307
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo