

## Anti-Cckar (Cck1-R) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P32238

Número do item: CM0022558



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CCKAR para WB e ELISA. Detecta CCKAR humano, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar o receptor de colecistocinina tipo A na alimentação, contração da vesícula biliar e sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CCKAR Rabbit pAb                                                                        |
| Observações/Apelido | CCK-A; CCK1R; CCKRA; CCK1-R; CCKAR                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                  |
| ID do Gene          | 886 (Humano)                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do CCKAR humano (NP_000721.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                              |
| SWISS               | P32238                                                                                  |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                            |