

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cckbr Para Wb, Elisa - P32239

Número do item: CM0025809

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-CCKBR para WB, ELISA - P32239

introdução

Anticorpo policlonico de coelho dirigido a CCKBR humana (GASR/CCK-B/CCK2R). Reconhece Humano, Camundongo e Rato. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa sobre sinalização de gastrina/CCK, neurobiologia e câncer - P32239

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCKBR Coelho pAb
Observações/Apelidos	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	887
GeneID	887
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-335 da CCKBR humana (NP_795344.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32239
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo