


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl1 (I-309) Para Wb, Elisa - P22362

Número do item: CM0013319



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-CCL1 (I-309) humano para WB e ELISA. Esta quimiocina atrai monócitos por meio do CCR8, sendo uma ferramenta essencial para pesquisas sobre inflamação e resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CCL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P500, SISE, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6346
GeneID	6346
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-96 do CCL1 humano (NP_002972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P22362
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo