

## Anticorpo Monoclonal Anti-Ccl17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92583

Número do item: CM0010335



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CCL17 humano (TARC, SCYA17). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudo de inflamação mediada por Th2, alergia e sinalização de quimiocinas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CCL17 Rabbit mAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano) | 6361                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 6361                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-94 da CCL17 humana (NP_002978.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                              |
| SWISS               | Q92583                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 11 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |