

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl17 Para Wb, Elisa - Q92583

Número do item: CM0027897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a quimiocina 17 de motivo C-C humana (CCL17, TARC). Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de quimiocinas e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL17 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6361
GeneID	6361
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-94 da CCL17 humana (NP_002978.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92583
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo