

Anticorpo Policlonal Anti-Ccl19 Para Wb, If-P, Elisa - Q99731

Número do item: CM0020077



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho anti-CCL19 validado para WB, IF-P e ELISA. Reconhece CCL19 humano, de camundongo e de rato, uma quimiocina essencial para o tráfego de células T/B e para pesquisas sobre inflamação - Q99731.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6363
GeneID	6363
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-95 da CCL19 humana (NP_006265.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99731
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo