

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl22 Para Ihc-P, Elisa - 000626

Número do item: CM0024371

introdução

A CamelBio oferece o Anticorpo Policlonal de Coelho CCL22 (O00626) validado para IHC-P e ELISA. Detecta CCL22 humano (MDC) com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa de tráfego imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MDC; ABCD-1; SCYA22; STCP-1; DC/B-CK; A-152E5.1; CCL22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6367
GeneID	6367
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-93 do CCL22 humano (NP_002981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O00626
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de gelo