

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl27 Para Wb E Elisa - Q9Y4X3

Número do item: CM0027191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CCL27 humano (CTACK). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Imunógeno recombinante (aa 25-112). Para estudos de homing de linfócitos T. 13 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL27 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALP, ILC, CTAK, CTACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
Espécie	Humana
ID do Gene	10850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-112 da CCL27 humana (NP_006655.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9Y4X3
Peso Molecular da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo